

Handläggare
Marie Nivestam
UTV
marie.nivestam@mau.se

Dokumenttyp
PM

3Shape scanner - digital lagring

Information från Unident

- Skanna patienten
- I den skanner som man skannade patienten, har man under 45 dagar möjligheten att förändra de inskannade modellerna
- Alla scanningar ligger alltid lokalt sparade för att titta, vrida och vända på
- Efter 45 dagar, sparas de digitala modellerna för evigt i molnet, via vårt konto med 3Shape
- Man kan se de digitala modellerna i 3Shapes portal på en dator, för att titta och granska ([3Shape Communicate](#) och [3Shape Unite Cloud](#))
- Önskar man exportera de digitala modellerna så gör man det manuellt, via ett usb in till vårt journalsystem i T4 (filformat STL)
- Om hårddisken på en skanner skulle sluta fungera, så finns detta sparat i molnet i form av backup
- Bifogar länkar om lagring och vanliga frågor från Unident:

<https://learn.3shape.com/en/support/clinic/scan-and-visualize/processing-scans/how-long-are-trios-cases-stored-in-the-system-system-cleanup>

https://support.3shape.com/en_US/get-started-with-unite-241/frequently-asked-questions-unite-241

Scannersupporten på Unident:

0346-73 24 25

ios@unident.se

Öppettider 7-17 mån-fredag (avvikande öppettider vid röda/helgdagar)